

2×Taq Plus PCR Mix

2×Taq Plus PCR预混试剂

目 录 号: KT205

储存条件: -30~-15℃保存2年，避免反复冻融。

如需频繁使用可存放于2-8℃，可稳定保存三个月

产品内容:

产品组成	KT205-02	KT205-12
2×Taq Plus PCR Mix	5×1 ml	5×1 ml
ddH ₂ O	5 ml	5 ml
Loading dye in Mix	Yes	No

Order: 010-59822688
Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057
TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品包含Taq Plus DNA聚合酶、dNTPs、MgCl₂、反应缓冲液、PCR反应的增强剂和优化剂以及稳定剂，浓度为2×。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，可最大限度的减少人为误差。适用于保真度较高的PCR反应和结构复杂的模板如GC含量高，有二级结构等的扩增，对简单模板可有效扩增长达20kb，对复杂模板也可达10kb。

产品组成（2×）

0.1 U Taq Plus Polymerase/μl
500 μM dNTP each
20 mM Tris-HCl (pH8.3)
100 mM KCl
3 mM MgCl₂
其它稳定剂和增强剂

质量控制

经检测无外源核酸酶活性；能有效地扩增人基因组中的单拷贝基因；室温 (15-30℃) 存放一周，无明显活性改变。

使用说明

本产品使用方便快捷，能避免PCR操作过程中的污染，使用时只需取适量2×Taq Plus PCR Mix溶液，加入模板和引物，并加入ddH₂O补足体积，使Mix溶液的浓度为1×即可进行反应。产品有加染料 (为蓝色) 和不加染料 (为无色) 两种；加染料的产品反应完成后，产物可直接电泳。

适用范围

基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合大规模基因检测，半定量PCR实验和微量DNA的检测。

保真度较高的DNA扩增和一些有特殊结构的复杂模板如GC含量高（>60%），有二级结构等的扩增：DNA片段的PCR扩增、DNA标记、引物延伸、序列测定等。PCR产物如需克隆，纯化后可直接进行T/A载体克隆，如需提高克隆效率，建议加A后再进行T/A载体克隆。

反应举例

注意：以下举例仅供参考，实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异，需根据实际情况，设定优化反应条件。

1. 用2×Taq Plus PCR Mix产品，以人基因组DNA为模板，扩增1 kb的片段，反应体系为25 μl（如反应体系不同，可按此比例增加或减少用量）。

组成成分	体积
Template	< 1 μg
Primer 1(10 μM)	1 μl
Primer 2(10 μM)	1 μl
2×Taq Plus PCR Mix	12.5 μl
ddH ₂ O	补至25 μl

2. PCR反应循环的设置：

94℃ 3 min	} 30 cycles
94℃ 30 sec	
55℃ 30 sec	
72℃ 1 min	
72℃ 5 min	

3. 结果检测：反应结束后取5 μl反应产物，琼脂糖凝胶电泳检测。