

TIANSeq Uracil DNA Glycosylase

尿嘧啶DNA糖基化酶 (UDG)

目 录 号: NG213

储存条件: -30~-15℃保存, 保质期为一年

浓 度: 2 U/μl

产品内容:

产品组成	NG213-01	NG213-02
Uracil DNA Glycosylase	1,000 U	10,000 U
10×UDG Reaction Buffer	450 μl	3×1.5 ml

Order: 010-59822688
Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057
TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

尿嘧啶DNA糖基化酶可催化水解含有尿嘧啶的DNA链的尿嘧啶碱基和糖磷酸骨架的N-糖苷键, 释放游离尿嘧啶。本酶可作用于含有dU的单链或双链DNA, 但对寡聚核苷酸(<6个碱基)和RNA无活性。本产品来源于大肠杆菌重组克隆表达。该酶分子量约为25.7 kDa。

单位定义

以含有尿嘧啶的DNA为底物, 在1×UDG Reaction Buffer反应液中, 37℃、30 min内使1.8 nmol的尿嘧啶释放游离时所需要的酶量定义为1个活性单位(U)。

酶保存液成分

10 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl, 0.1 μM ATP, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50%甘油, pH 7.5 @ 25℃。

产品特点

1. 特异性水解含尿嘧啶的长链DNA分子;
2. 蛋白比活性高, 稳定性好。

酶蛋白性质描述

性质	蛋白描述
蛋白纯度	>99%
酶活性	77,000 U/mg
单链核酸外切酶活性	100 U酶中, <5.0%
双链核酸外切酶活性	100 U酶中, <1.0%
双链核酸内切酶活性	100 U酶中, 未检出
宿主基因组污染	100 U酶中, <10拷贝

应用范围

1. 在二代测序(NGS)应用中, 主要用于mRNA定向测序文库的构建。
2. PCR反应中, PCR产物污染物的去除。

使用方法

- 1、在NGS文库构建过程中, 一般按终浓度0.01 U/μl的量加入UDG酶。也可根据实验具体情况来调整用量。

反应条件: 50℃, 10 min。

灭活条件: 95℃, 2 min。

- 2、在PCR反应中的建议体系如下:

组成成分	体 积
模板DNA	< 200 ng
引物Mix	200~500 nM, each
10×PCR Buffer	2 μl
dN(U)TP	0.2 mM
UDG酶 (2 U/ μl)	0.1 μl
Taq酶 (5 U/ μl)	0.2 μl
ddH ₂ O	To 20 μl

反应条件: 50℃, 2~10 min。后接PCR反应程序。