

## Goat Anti-Mouse IgG-HRP Antibody 羊抗鼠IgG-HRP

目录号: SA101

储存条件: 4℃保存3个月, 分装后置于-20℃保存  
1年, 请避免反复冻融

产品内容:

目录号	产品名称	包装
SA101-01	羊抗鼠 IgG-HRP	100 μl
SA101-02	(Goat Anti-Mouse IgG-HRP Antibody)	500 μl

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

### 产品简介

羊抗鼠IgG-HRP为辣根过氧化物酶标记的羊抗小鼠二抗, 内含牛血清白蛋白稳定剂。该产品具有纯度高、检测本底低、灵敏度高等特点, 与人IgG、兔IgG等均无明显交叉反应, 可用于ELISA、免疫组化和蛋白印迹检测。

### 种类/亚型

小鼠单克隆抗体IgG1。

### 应用范围

抗原决定簇的抗原分析鉴定, 各种抗原、抗体的定量、定性及定位分析测定等。

### 注意事项

1. 最好保存在-20℃, 2-8℃可保存数周。
2. 为延长试剂的保存期, 可在此溶液中加入等体积的甘油, 并在-20℃条件下保存。但此溶液的使用浓度应降低一倍。
3. 使用时应按所需的浓度进行稀释, 应现用现配, 因为稀释后的溶液中抗体及酶的有效活性会很快降低。

### 工作浓度

1. ELISA: 1:500-1000稀释
2. Western-blot: 1:200-500稀释
3. 免疫组织化学: 1:20-50稀释

### 稀释方法

用PBS缓冲液 (pH7.4) 稀释抗体。