

# Oligo (dT)<sub>15</sub>

## Oligo (dT)<sub>15</sub>引物

目 录 号: CD106

储存条件: -20℃可保存一年以上。

引物名称	序 列	包 装
Oligo (dT) <sub>15</sub>	5'-TTTTTTTTTTTTTTTTT -3'	200 μl

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

## 产品简介

TIANGEN公司提供的Oligo (dT)<sub>15</sub>引物为经过PAGE纯化的高质量多核苷酸，适用于具有Poly A尾的RNA的反转录。

## 规格

浓度为10 μM，溶于10 mM Tris-HCl (pH7.5) ，1 mM EDTA中。

## 产品纯度

Oligo (dT)<sub>15</sub>引物经HPLC分析确认纯度；1 nmol的本制品和2 mg的5S rRNA，在37°C的条件下反应24 h，RNA的电泳带图像不起变化。

## 使用方法

使用时将引物直接加入到反转录反应体系中即可，建议每20 μl体系中加入2 μl。